



## **ANIOXY SPRAY WS** **AGENTE SPORICIDA DA SUPERFICIE**

**PRONTO ALL'USO - AMPIO SPETTRO DI ATTIVITA':**  
**AGENTE SPORICIDA DA SUPERFICIE - ATTIVO SU**  
**CLOSTRIDIUM DIFFICILE - SENZA AGENTI**  
**CLORURATI NON LASCIA TRACCE**

**COMPOSIZIONE:** Perossido di idrogeno (50 mg/g ovvero 5%), etanolo (91,6 mg/g) in mezzo acquoso

### **INDICAZIONI:**

ampio spettro di disinfezione per dispositivi e strumentazione medica non immergibile

### **PROPRIETA' MICROBIOLOGICHE:**

<b>ATTIVO SU</b>	<b>TEMPI DI CONTATTO</b> in condizioni di <b>PULITO</b>	<b>TEMPI DI CONTATTO</b> in condizioni di <b>SPORCO</b>
Batteri	5 minuti	5 minuti
Micobatteri	30 minuti	60 minuti
Lieviti	5 minuti	5 minuti
Muffe	15 minuti	15 minuti
Virus	30 minuti	30 minuti
PRV	15 minuti	15 minuti
BVDV	5 minuti	5 minuti
Spore di batteri	15 minuti	30 minuti
C. difficile	30 minuti	30 minuti